



Listino prezzi LM-Instruments per l'utente finale FEBBRAIO 2024										
IN VIGORE DAL 01/02/2024										
	ERGO SENSE Ø 13,7				ERGO MAX Ø 11,5			ERGO NORM Ø 8,5		
	CODICE LM		LISTINO ES	Pagina Catalogo	CODICE LM		LISTINO XSI	CODICE LM		LISTINO SI
<b>CONSERVATIVA</b>										
SPATOLA LM 450-460	450-460 ES	031500	36,90	42	450-460 Xsi	025500	32,60	450-460 Si	027500	31,10
APPLICATORE FILO RETRATTORE 2,0 mm LM 490-491	490-491 ES	031501	46,10	42	490-491 Xsi	025501	40,90	490-491 Si	027501	39,00
APPLICATORE FILO RETRATTORE 2,6 mm LM 492-493	492-493 ES	031502	46,10	42	492-493 Xsi	025502	40,90	492-493 Si	027502	39,00
APPLICATORE SOTTOFONDO RIGIDO LM 29H-30H	29H-30H ES	031503	36,90	43	29H-30H Xsi	025503	32,60	29H-30H Si	027503	31,10
APPLICATORE SOTTOFONDO PIEGHEVOLE LM 30-34	30-34 ES	031504	36,90	43	30-34 Xsi	025504	32,60	30-34 Si	027504	31,10
APPLICATORE SOTTOFONDO RIGIDO OTTUR.LM 30H-34	30H-34 ES	031505	36,90	43	30H-34 Xsi	025505	32,60	30H-34 Si	027505	31,10
OTTURATORE CILINDRICO 1,0-1,5 mm LM 340-360	340-360 ES	031509	42,00	43	340-360 Xsi	025509	37,30	340-360 Si	027509	35,60
OTTURATURE CILINDRICO 1,2-2,0 mm LM 350-380	350-380 ES	031510	42,00	43	350-380 Xsi	025510	37,30	350-380 Si	027510	35,60
OTTURATORE CILINDRICO 1,8-2,5 mm LM 370-390	370-390 ES	031511	42,00	43	370-390 Xsi	025511	37,30	370-390 Si	027511	35,60
BRUNITORE LM 31-32	31-32 ES	031513	42,00	43	31-32 Xsi	025513	37,30	31-32 Si	027513	35,60
BRUNITORE OTTURATORE ROT.1,5-2,5 mm LM 471-473	471-473 ES	031514	42,00	43	471-473 Xsi	025514	37,30	471-473 Si	027514	35,60
BRUNITORE 27-29 LM 476-477	476-477 ES	031515	42,00	43	476-477 Xsi	025515	37,30	476-477 Si	027515	35,60
STRUMENTO FLOW IO LM 484-485	484-485 ES	031530	47,30	50	484-485 Xsi	025530	42,20	-	-	-
MODELLATORE MH LM 708-709	708-709 ES	031567	47,30	50	708-709 Xsi	025567	42,20	-	-	-
MODELLATORE MH MINI LM 707-708	707-708 ES	031568	47,30	50	707-708 Xsi	025568	42,20	-	-	-
OTTURATORE MOD. IO M LM 483-703	483-703 ES	031531	47,30	50	483-703 Xsi	025531	42,20	483-703 Si	027531	40,30
OTTURATORE MODELLATORE IO LM 482-483	482-483 ES	031537	47,30	50	482-483 Xsi	025537	42,20	482-483 Si	027537	40,30
OTTURATORE MODELLATORE IO P LM 482-702	482-702 ES	031539	47,30	50	482-702 Xsi	025539	42,20	482-702 Si	027539	40,30
STRUMENTO PER ANTERIORI I LM 43-47	43-47 ES	031540	47,30	50	43-47 Xsi	025540	42,20	43-47 Si	027540	40,30
STRUMENTO PER COMPOSITI POSTERIORE LM 48-702	48-702 ES	031541	47,30	50	48-702 Xsi	025541	42,20	48-702 Si	027541	40,30
OTTURATORE MODELLATORE 1,5-2,5 mm LM 702-703	702-703 ES	031542	47,30	50	702-703 Xsi	025542	42,20	702-703 Si	027542	40,30
MINISPATOLA LM 444-445	444-445 ES	031543	47,30	50	444-445 Xsi	025543	42,20	444-445 Si	027543	40,30
SPATOLA (6) PER COMPOSITI LM 446-447	446-447 ES	031544	47,30	50	446-447 Xsi	025544	42,20	446-447 Si	027544	40,30
NYSTROM I LM 74-75	74-75 ES	031546	47,30	50	74-75 Xsi	025546	42,20	74-75 Si	027546	40,30
NYSTROM III LM 76-77	76-77 ES	031547	47,30	50	76-77 Xsi	025547	42,20	76-77 Si	027547	40,30
1/2 HOLLENBACK LM 741-751	741-751 ES	031548	47,30	50	741-751 Xsi	025548	42,20	741-751 Si	027548	40,30
MAEHLUM LM 71-73	71-73 ES	031549	47,30	51	71-73 Xsi	025549	42,20	71-73 Si	027549	40,30
CARVER UNIVERSALE LM 71-72	71-72 ES	031550	47,30	51	71-72 Xsi	025550	42,20	71-72 Si	027550	40,30
CLEOIDE-DISCOIDE LM 731-732	731-732 ES	031551	47,30	51	731-732 Xsi	025551	42,20	731-732 Si	027551	40,30
MINISCALER RIMOZIONE MATERIALE LM 784-794	784-794 ES	031555	62,30	51	784-794 Xsi	025555	55,00	784-794 Si	027555	52,40
SCALER RIMOZIONE MATERIALE LM 785-795	785-795 ES	031559	62,30	51	785-795 Xsi	025559	55,00	785-795 Si	027559	52,40
STRUMENTO RIMOZIONE OTTURAZIONI LM 764-766	764-766 ES	031560	62,30	51	764-766 Xsi	025560	55,00	764-766 Si	027560	52,40
CROWN OFF LM 767-768	767-768 ES	031572	42,00	51	767-768 Xsi	025572	37,30	-	-	-
BRUNITORE LM 31-32DD ES	31-32DD ES	031880	71,30	48	-	-	-	-	-	-
BRUNITORE OTTURATORE ROT. 1,5-2,5 mm LM 471-473DD ES	471-473DD ES	031881	71,30	49	-	-	-	-	-	-
MODELLATORE MH LM 708-709DD ES	708-709DD ES	031882	71,30	49	-	-	-	-	-	-
MODELLATORE MH MINI LM 707-708DD ES	707-708DD ES	031883	71,30	49	-	-	-	-	-	-
OTTURATORE-MODELLATORE IO LM 482-483DD ES	482-483DD ES	031884	71,30	49	-	-	-	-	-	-
STRUMENTO PER ANTERIORI LM 43-47DD ES	43-47DD ES	031885	71,30	49	-	-	-	-	-	-
STRUMENTO PER COMPOSITI POSTERIORE LM 48-702DD ES	48-702DD ES	031886	71,30	49	-	-	-	-	-	-
MINI SPATOLA LM 444-445DD ES	444-445DD ES	031887	71,30	49	-	-	-	-	-	-



Listino prezzi LM-Instruments per l'utente finale FEBBRAIO 2024											
IN VIGORE DAL 01/02/2024			ERGO SENSE Ø 13,7			ERGO MAX Ø 11,5			ERGO NORM Ø 8,5		
	CODICE LM		LISTINO ES	Pagina Catalogo	CODICE LM		LISTINO XSI	CODICE LM		LISTINO SI	
ESCAVATORE A CUCCHIAIO 1,0 mm LM 522-523	522-523 ES	031300	49,70	41	522-523 Xsi	025300	44,10	522-523 Si	027300	42,10	
ESCAVATORE A CUCCHIAIO 1,5 mm LM 533-534	533-534 ES	031301	49,70	41	533-534 Xsi	025301	44,10	533-534 Si	027301	42,10	
ESCAVATORE ROTONDO 1,0 mm LM 61-62	61-62 ES	031302	49,70	41	61-62 Xsi	025302	44,10	61-62 Si	027302	42,10	
ESCAVATORE ROTONDO 1,5 mm LM 63-64	63-64 ES	031303	49,70	41	63-64 Xsi	025303	44,10	63-64 Si	027303	42,10	
ESCAVATORE ROTONDO 2,0 mm LM 65-66	65-66 ES	031304	49,70	41	65-66 Xsi	025304	44,10	65-66 Si	027304	42,10	
ESCAVATORE TRIPLA ANG. ROT. 1,0 mm LM 611-621	611-621 ES	031305	49,70	42	611-621 Xsi	025305	44,10	611-621 Si	027305	42,10	
ESCAVATORE TA 1,5 mm LM 631-641	631-641 ES	031306	49,70	42	631-641 Xsi	025306	44,10	631-641 Si	027306	42,10	
ESCAVATORE TA 2,0 mm LM 651-661	651-661 ES	031307	49,70	42	651-661 Xsi	025307	44,10	651-661 Si	027307	42,10	
ESCAVATORE TA 3,5 mm LM 671-681	671-681 ES	031308	49,70	42	671-681 Xsi	025308	44,10	671-681 Si	027308	42,10	
MARGIN TRIMMER DISTALE 1,2 mm LM 121-122	121-122 ES	031320	49,70	42	121-122 Xsi	025320	44,10	121-122 Si	027320	42,10	
MARGIN TRIMMER MESIALE 1,2 mm LM 125-126	125-126 ES	031321	49,70	42	125-126 Xsi	025321	44,10	125-126 Si	027321	42,10	
SISTEMA LM-MULTIHOLDER PK II LM 752-754	752-754 ES	031701	50,70	47	752-754 Xsi	025701	44,70	752-754 Si	027701	42,60	
LM MULTIHOLDER PK I LM 750-756	750-756 ES	031702	50,70	47	750-756 Xsi	025702	44,70	750-756 Si	027702	42,60	
LM MULTIHOLDER PK III LM 752-756	752-756 ES	031704	50,70	47	752-756 Xsi	025704	44,70	-	-	-	
CONTACT FORMERS -4 mis - 120 PZ. LM 7620	-	-	-	47	7620	025708	74,00	-	-	-	
CONTACT FORMERS LM 7622 XS	-	-	-	47	7622 XS	025709	36,90	-	-	-	
CONTACT FORMERS LM 7624 S	-	-	-	47	7624 S	025710	36,90	-	-	-	
CONTACT FORMERS LM 7626 M	-	-	-	47	7626 M	025711	36,90	-	-	-	
CONTACT FORMERS LM 7628 L	-	-	-	47	7628 L	025716	36,90	-	-	-	
RETRATTORE GENGIVALE -3 MIS - 90 PZ. LM 7500	-	-	-	47	7500	025712	54,30	-	-	-	
RETRATTORI GENGIVALI PER INCISIVI LM 7502 S	-	-	-	47	7502 S	025713	44,60	-	-	-	
RETRATTORI GENGIVALI PER PREMOLARI LM 7504 M	-	-	-	47	7504 M	025714	44,60	-	-	-	
RETRATTORI GENGIVALI PER MOLARI LM 7506 XL	-	-	-	47	7506 XL	025715	44,60	-	-	-	
MATRICI CERVICALI - 4mis.- 120 pz. LM 7600	-	-	-	47	7600	025717	74,20	-	-	-	
MATRICI CERVICALI PER INCISIVI LM 7602	-	-	-	47	7602	025720	38,00	-	-	-	
MATRICI CERVICALI PER CANINI E PREMOLARI LM 7604	-	-	-	47	7604	025721	38,00	-	-	-	
MATRICI CERVICALI PER MOLARI PICCOLI LM 7606	-	-	-	47	7606	025722	38,00	-	-	-	
MATRICI CERVICALI PER MOLARI GRANDI LM 7608	-	-	-	47	7608	025723	38,00	-	-	-	
MULTI LEVER LM 7550	-	-	-	47	7550	025718	8,30	-	-	-	
MULTI HOLDER INTROKIT LM 7555K	7555K ES	031719	129,40	47	7555K Xsi	025719	114,40	-	-	-	
SET PUNTE PER INTROKIT LM 7555 - 44 pz	7555	031718	37,20	47	-	-	-	-	-	-	





LM

feel the  
difference

LMDental

Italiano

Uno strumento manuale ergonomico assolutamente innovativo: **LM**ErgoSense


## IMPUGNATURA SENSAZIONALE E INTELLIGENZA UNICA

L'attenzione è rivolta all'ergonomia, ma senza perdere di vista l'efficienza. Il nuovo strumento manuale LM-ErgoSense soddisfa entrambi questi requisiti e rappresenta una combinazione veramente straordinaria di design ergonomico e nuova tecnologia integrata. È il risultato di un'intensa ricerca e sviluppo, in stretta cooperazione con dentisti e professionisti. Gli strumenti manuali, ergonomici e di elevata qualità, si impugnano con la massima naturalezza. Anche quelli veramente sensazionali, come è stato descritto il nuovo, elegante LM-ErgoSense.

### Considerato il miglior strumento manuale

Come rivelato in vari studi scientifici, l'impiego di un'impugnatura veramente ergonomica non viene mai sufficientemente valorizzato. Gli strumenti manuali più pratici sono risultati quelli con spessa impugnatura in silicone, grazie alla minore sollecitazione percepita e alla maggiore produttività rispetto a quelli con impugnatura più sottile (1). LM-ErgoSense è stato classificato come il migliore in dieci delle quattordici caratteristiche di utilizzo specificate rispetto agli altri strumenti testati in una simulazione di detartrasi (1). È stato inoltre stato classificato come lo strumento migliore.

La maggior parte dei partecipanti alla parte del sondaggio riguardante la vera e propria detartrasi ha scelto il manico in silicone LM-ErgoSense per l'impugnatura, il comfort e il design funzionale dello strumento. Le valutazioni dei partecipanti si sono basate sul loro uso attivo dell'impugnatura LM-ErgoSense nella pratica clinica. In un altro studio riguardante l'ergonomia, le caratteristiche di utilizzo e la produttività su strumenti manuali di produttori diversi, gli strumenti con manico spesso rivestito in silicone LM-Dental sono risultati i preferiti in tutte le 18 variabili di utilizzo adottate nel test (2).



La storia di LM-ErgoSense

Bibliografia degli studi:

(1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling instruments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy.

(2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of scaling instruments in dentistry. The ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12.

# LM ErgoSense

## SIMPLY SENSATIONAL

Grande sensibilità tattile

Diametro più grande e design ottimale

Intelligenza unica grazie alla tecnologia RFID

LM-Instruments ha sviluppato uno strumento ancora più ergonomico. Nelle nuove impugnature LM-ErgoSense può essere integrato un chip RFID che consente di tracciare in modo completo e affidabile lo strumento. Le informazioni scansionate e documentate migliorano la sicurezza del paziente e la gestione del materiale, aumentando la produttività dello studio.

Scelto come miglior strumento nei test clinici

“Si adatta perfettamente alla mano.”

L'evoluzione e l'intelligenza al servizio dello studio odontoiatrico:

## Sistema di controllo **LM** Dental Tracking System

MIGLIORAMENTO DEI FLUSSI DI MATERIALE E DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE



Il lavoro con le cliniche odontoiatriche ha messo in luce molte sfide nella gestione e nella tracciabilità dei materiali. Come controllare e migliorare la logistica o i requisiti crescenti per la sicurezza e la documentazione del paziente? LM ha messo a punto uno strumento straordinario che con la sua tecnologia aiuta a risolvere queste problematiche.

Ora è possibile integrare negli strumenti LM-ErgoSense un chip RFID avanzato per consentire la completa tracciabilità dello strumento, semplicemente eseguendo la scansione del chip con un lettore che, insieme al software dedicato, crea l'esclusivo Dental Tracking System. Le informazioni scansionate e documentate miglioreranno e faciliteranno la gestione delle apparecchiature e aumenteranno la produttività dello studio odontoiatrico. Il Dental Tracking System garantisce l'utilizzo di strumenti puliti e sterilizzati, portando la sicurezza del paziente ad un livello assolutamente nuovo.

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: [www.dentaltracking.com](http://www.dentaltracking.com)

## Scelta dell'impugnatura

Scegliere lo strumento manuale con l'impugnatura più ergonomica può essere decisivo quando si parla di disagi e disturbi professionali caratteristici del settore dentale. Fattori quali il diametro e il materiale della superficie non sono affatto insignificanti. Quando si impugnano strumenti manuali per circa 2.000 ore all'anno, il loro design, il peso e la sensazione che dà la loro forma sono di fondamentale importanza per il professionista, in termini di prestazioni e produttività.

Gli strumenti LM dispongono di un'ampia gamma di impugnature diverse, tutte eccezionalmente ergonomiche grazie al rivestimento elastico in silicone e alla contornatura ottimizzata. L'adattamento della mano ha un ruolo importante nella scelta del tipo di impugnatura. Alternando diverse impugnature la mano del professionista risente ancor meno di fenomeni di affaticamento.



### Nuovi colori, denominazione e codifica

Per facilitare la codifica dei colori e alleggerire la routine lavorativa gli strumenti LM-ErgoSense, LM-ErgoMax e LM-ErgoNorm sono ora disponibili in nuovi vivaci colori. Il nome e il numero del codice sul manico facilitano l'identificazione dello strumento durante le procedure cliniche e la manutenzione.

## Scelta delle impugnature



### LM-ErgoSense

Il diametro più grande e il design ottimale forniscono un'impugnatura sensazionale, valutata come più ergonomica ed efficiente nei test clinici scientifici. Impugnatura intelligente grazie all'opzione per tag RFID. La compatibilità con il Dental Tracking System offre molte opportunità per migliorare la gestione delle apparecchiature e la sicurezza del paziente (vedere [www.dentaltracking.com](http://www.dentaltracking.com)).

### LM-ErgoMax

Design ergonomico classico, il più imitato dalla concorrenza! Funziona bene in tutte le procedure cliniche e garantisce una sensibilità tattile eccellente e un'impugnatura rilassata.

### LM-ErgoNorm

Impugnatura più sottile, ideale nelle procedure cliniche leggere.

## Impugnature speciali



### LM-ErgoMix

Il manico LM-ErgoMix con punte intercambiabili offre tutti i vantaggi economici ed ecologici della sostituzione della punta.

Disponibile per strumenti specifici, vedere pagina 38.

### LM-ErgoAccess

L'impugnatura LM-ErgoAccess, curva, fornisce un accesso migliore alle aree altrimenti difficili da raggiungere.

Disponibile per strumenti specifici. Vedere pagina 29.

### LM-ErgoSingle

Manico per specchietto ben bilanciato.



### Codici e diametri

LM-ErgoSense

ES = manico ErgoSense  
(Ø 13,7 mm)

LM-ErgoMax

XSI = manico ErgoMax  
(Ø 11,5 mm)

LM-ErgoNorm

SI = manico ErgoNorm  
(Ø 8,5 mm)

LM-ErgoMix

EM = manico ErgoMix  
(Ø 12,5 mm)

LM-ErgoAccess

EASI = manico ErgoAccess  
(Ø 11,5 mm curvo)

LM-ErgoSingle

ESI = manico ErgoSingle  
(Ø 11,5 mm)

**LM**

feel the  
difference



# CONSERVATIVA

Strumenti per: Preparazione della cavità | Trasporto e applicazione di materiale di otturazione |  
Condensa e stratificazione | Contornatura e modellazione | Incisione | Rimozione del materiale in eccesso |  
Rimozione di otturazioni e corone | Prodotti speciali | Kit di strumenti

## CONSERVATIVA - ESCAVATORI A CUCCHIAIO

Per la rimozione di dentina cariata ammorbidita e otturazioni provvisorie.



### Design:

- Punta di lavoro a forma di cucchiaio
- Punta arrotonda
- Lungo lato tagliente, per il trattamento di aree ampie

### Opzioni impugnatura:




LMErgoSense



LMErgoMax



LMErgoNorm



Escavatore a cucchiaio,  
1,0 mm

- LMErgoSense LM 522-523 ES
- LMErgoMax LM 522-523 XSI
- LMErgoNorm LM 522-523 SI

Escavatore a cucchiaio,  
1,5 mm

- LMErgoSense LM 533-534 ES
- LMErgoMax LM 533-534 XSI
- LMErgoNorm LM 533-534 SI

## CONSERVATIVA - ESCAVATORI ROTONDI

### Conservativa:

- Per la rimozione di dentina cariata ammorbidita
- Per la rimozione di otturazioni provvisorie

### Chirurgia:

- Per sezionare il legamento parodontale prima dell'estrazione
- Per la rimozione di tessuti granulari dopo l'estrazione



### Design:

- Estremità di lavoro arrotondata
- Lama curva




### Opzioni impugnatura:



LMErgoSense



LMErgoMax



LMErgoNorm

Escavatore rotondo,  
1,0 mm

- LMErgoSense LM 61-62 ES
- LMErgoMax LM 61-62 XSI
- LMErgoNorm LM 61-62 SI



Escavatore  
rotondo, 1,5 mm

- LMErgoSense LM 63-64 ES
- LMErgoMax LM 63-64 XSI
- LMErgoNorm LM 63-64 SI

Escavatore rotondo,  
2,0 mm

- LMErgoSense LM 65-66 ES
- LMErgoMax LM 65-66 XSI
- LMErgoNorm LM 65-66 SI

## CONSERVATIVA - ESCAVATORI A TRIPLA ANGOLAZIONE

### Conservativa:

- Per asportare la dentina cariata
- Per la preparazione di cavità con perdita minima dei tessuti
- Per la finitura orizzontale del margine delle cavità esterne

### PARODONTOLOGIA:

- Per la rimozione dei calcoli dalle aree difficili da raggiungere, come le superfici linguali anteriori inferiori
- Per la pulizia di concavità radicolari e biforcazioni

### Chirurgia:

- Per la rimozione di tessuto granulare relativo a resezioni apicali, operazioni di lembi o estrazioni



### Design:

- Estremità di lavoro arrotondata e lama curva
- Le angolazioni del gambo facilitano il lavoro sulle superfici boccali, distali e linguali più difficili da raggiungere

### Opzioni impugnatura:



LMErgoSense



LMErgoMax



LMErgoNorm




Il gambo della lama ha una tripla angolazione, che consente operazioni di "back action"



Escavatore Tripla  
Angolazione, 1,0 mm

- LMErgoSense LM 611-621 ES
- LMErgoMax LM 611-621 XSI
- LMErgoNorm LM 611-621 SI



Escavatore a Tripla Angolazione, 1,5 mm

**LMErgoSense** LM 631-641 ES

**LMErgoMax** LM 631-641 XSI

**LMErgoNorm** LM 631-641 SI



Escavatore a Tripla Angolazione, 2,0 mm

**LMErgoSense** LM 651-661 ES

**LMErgoMax** LM 651-661 XSI

**LMErgoNorm** LM 651-661 SI



Escavatore a Tripla Angolazione, 3,5 mm

**LMErgoSense** LM 671-681 ES

**LMErgoMax** LM 671-681 XSI

**LMErgoNorm** LM 671-681 SI

- Per la finitura orizzontale del margine delle cavità esterne


### CONSERVATIVA

- TRIMMER PER IL MARGINE GENGIVALE
- SPATOLA
- APPLICATORI PER FILO RETRATTORE
- APPLICATORI DI SOTTOFONDO
- OTTURATORI
- BRUNITORI

### Opzioni di manico:



**LMErgoSense**




**LMErgoMax**



**LMErgoNorm**

### TRIMMER PER IL MARGINE GENGIVALE



Trimmer per il margine gengivale, 1,2 mm, distale

**LMErgoSense** LM 121-122 ES

**LMErgoMax** LM 121-122 XSI

**LMErgoNorm** LM 121-122 SI

Trimmer per il margine gengivale, 1,2 mm, mesiale

**LMErgoSense** LM 125-126 ES

**LMErgoMax** LM 125-126 XSI

**LMErgoNorm** LM 125-126 SI

### SPATOLA



Spatola

**LMErgoSense** LM 450-460 ES

**LMErgoMax** LM 450-460 XSI

**LMErgoNorm** LM 450-460 SI

## APPLICATORI PER FILO RETRATTORE

Per posizionare il filo retrattore nella tasca gengivale.



La curvatura della lama facilita il passaggio intorno al dente e permette di posizionare il filo con movimenti verticali.

Applicatore per filo retrattore, 2,0 mm


**LMErgoSense** LM 490-491 ES  
**LMErgoMax** LM 490-491 XSI  
**LMErgoNorm** LM 490-491 SI

Applicatore per filo retrattore, 2,6 mm

**LMErgoSense** LM 492-493 ES  
**LMErgoMax** LM 492-493 XSI  
**LMErgoNorm** LM 492-493 SI

## APPLICATORI DI SOTTOFONDO

Per l'applicazione del sottofondo o di uno strato sottile di protezione alle superfici dentali.



Applicatore di Sottofondo, rigido

**LMErgoSense** LM 29H-30H ES  
**LMErgoMax** LM 29H-30H XSI  
**LMErgoNorm** LM 29H-30H SI

Applicatore di Sottofondo - Condensatore, punta malleabile


**LMErgoSense** LM 30-34 ES  
**LMErgoMax** LM 30-34 XSI  
**LMErgoNorm** LM 30-34 SI

- La punta (30) può essere curvata nella forma desiderata, per facilitare l'accesso ad aree altrimenti difficili da raggiungere

Applicatore di Sottofondo - Condensatore, rigido

**LMErgoSense** LM 30H-34 ES  
**LMErgoMax** LM 30H-34 XSI  
**LMErgoNorm** LM 30H-34 SI

OTTURATORI



BRUNITORI



Micro Otturatore 0,8 mm

Otturatore, cilindrico,  
0,8-1,2 mm

Otturatore, cilindrico,  
1,0-1,5 mm

Otturatore, cilindrico,  
1,2-2,0 mm

Otturatore, cilindrico,  
1,8-2,5 mm

Brunitore

- LMErgoSense LM 330-331 ES
- LMErgoMax LM 330-331 XSI
- LMErgoNorm LM 330-331 SI

- LMErgoSense LM 330-350 ES
- LMErgoMax LM 330-350 XSI
- LMErgoNorm LM 330-350 SI

- LMErgoSense LM 340-360 ES
- LMErgoMax LM 340-360 XSI
- LMErgoNorm LM 340-360 SI

- LMErgoSense LM 350-380 ES
- LMErgoMax LM 350-380 XSI
- LMErgoNorm LM 350-380 SI

- LMErgoSense LM 370-390 ES
- LMErgoMax LM 370-390 XSI
- LMErgoNorm LM 370-390 SI

- LMErgoSense LM 31-32 ES
- LMErgoMax LM 31-32 XSI
- LMErgoNorm LM 31-32 SI



“LM-ErgoSense  
– Ideale per  
una presa  
più rilassata”

Brunitore - otturatore, con  
estremità arrotondata,  
1,5-2,5 mm

- LMErgoSense LM 471-473 ES
- LMErgoMax LM 471-473 XSI
- LMErgoNorm LM 471-473 SI

Brunitore 27-29

- LMErgoSense LM 476-477 ES
- LMErgoMax LM 476-477 XSI
- LMErgoNorm LM 476-477 SI

Brunitore 21

- LMErgoSense LM 372-373 ES
- LMErgoMax LM 372-373 XSI
- LMErgoNorm LM 372-373 SI

Markley 2

- LMErgoSense LM 354-355 ES
- LMErgoMax LM 354-355 XSI
- LMErgoNorm LM 354-355 SI





CONSERVATIVA  
- LM-ARTE


PRODOTTO PREFERITO!

LM-Arte è una linea di strumenti innovativi per la ricostruzione estetica, ideata per stratificazione di compositi. Ogni strumento possiede un codice colore e una nomenclatura che fa riferimento a una tecnica specifica, per consentire trattamenti restaurativi semplici, efficienti e veloci.

Gli strumenti LM-Arte sono stati progettati in cooperazione con Style Italiano, un gruppo di dentisti e ricercatori appassionati, specializzati in conservativa estetica. Per ulteriori informazioni, eseguire la scansione del QR.



Opzioni impugnatura:



LMErgoSense



LMErgoMax



LMErgoNorm

STYLE ITALIANO  
SHADE GUIDE

LM-Arte Applica

LMErgoSense LM 46-49 ES

LMErgoMax LM 46-49 XSI

- Spatola super sottile e flessibile per l'applicazione e la modellazione del composito

LM-Arte Applica Twist

LMErgoSense LM 464-494 ES

LMErgoMax LM 464-494 XSI

- Spatola stretta e sottile, con angoli piegati per la modellazione delle aree difficili da raggiungere, come le pareti approssimali o la cresta marginale nella matrice

LM-Arte Modella

LMErgoSense LM 442-443 ES

LMErgoMax LM 442-443 XSI

- Spatola super sottile e flessibile per l'applicazione e la modellazione del composito



### LM-Arte Condensa

**LMErgoSense** LM 488-489 ES

**LMErgoMax** LM 488-489 XSI

- Otturatore lungo e rotondo, ideale per modellare il composito

### LM-Arte Fissura

**LMErgoSense** LM 481-487 ES

**LMErgoMax** LM 481-487 XSI

- Punte affilate per modellare e rifinire le strutture delle superfici occlusali

### LM-Arte Misura

**LMErgoSense** LM 496-497 ES

**LMErgoMax** LM 496-497 XSI

- Strumento per la misurazione sia orizzontale che verticale dello spessore degli strati dei compositi smalto e dentina

### LM-Arte Eccesso

**LMErgoSense** LM 307-308 ES

**LMErgoMax** LM 307-308 XSI

- Strumento per la rimozione di residui di composito e di agenti aggrappanti

### LM-Arte Set

**LMErgoSense** LM 6840 ES

**LMErgoMax** LM 6840 XSI

- Comprende:  
LM-Arte Applica, LM-Arte Condensa, LM-Arte Fissura, LM-Arte Misura, LM-Arte Eccesso, LM-Servo 5

## LM-GENGIVA

Kit di retrazione gengivale

**LMErgoSense** LM 7556K ES

**LMErgoMax** LM 7556K XSI

Comprende i prodotti:



LM-Gengiva / LM-MultiHolder PK III



Retrattori gengivali LM (blu)

- Per condizioni di lavoro ottimali nelle operazioni che coinvolgono il bordo gengivale.

Assortimento di tre misure (ca. 90 pezzi, 30 pz./misura):

- S per incisivi
- M per premolari
- XL per molari




LM-MultiLever

- per la rimozione di retrattori gengivali monouso

## CONSERVATIVA – STRUMENTI PER CONSERVATIVA ESTETICA

Strumenti versatili per la preparazione della cavità, che combinano un trimmer e un escavatore. Due misure diverse per entrambi gli strumenti mesiale e distale. Il più piccolo è indicato per la preparazione di micro cavità e il più grande può essere utilizzato in qualsiasi altra situazione.

## TRIMMEX



TrimMex Mesiale 1  
1,0 mm

**LMErgoSense** LM 6122-6222 ES

**LMErgoMax** LM 6122-6222 XSI

TrimMex Mesiale 2  
1,5 mm

**LMErgoSense** LM 6322-6422 ES

**LMErgoMax** LM 6322-6422 XSI

Opzioni impugnatura:



**LMErgoSense**



**LMErgoMax**



**LMErgoNorm**



Trimmex Distale 1  
1,0 mm

**LMErgoSense** LM 6121-6221 ES  
**LMErgoMax** LM 6121-6221 XSI

Trimmex Distale 2  
1,5 mm

**LMErgoSense** LM 6321-6421 ES  
**LMErgoMax** LM 6321-6421 XSI

### CMF SHAPER

Uno strumento che combina le caratteristiche di un applicatore di sottofondo, un modellatore e uno strumento per rifinitura.



Il composito viene facilmente posizionato nelle cavità mesiali e distali, in quanto il manico e la lama sono angolati a 45°.

Funziona anche come uno strumento di rimozione del materiale in eccesso previa polimerizzazione del composito su tutte le superfici dentali, e in particolare modo nelle superfici interprossimali dei restauri di classe II.



CMF Shaper

**LMErgoSense** LM 44-45 ES  
**LMErgoMax** LM 44-45 XSI

### MODELLATORE - BRUSHHOLDER



Punte di applicazione,  
50 pezzi



LM 758Y giallo



LM 758B blu



LM 758R rosso

- Utili per applicare agenti di trattamento liquidi alle superfici o nelle cavità dentali
- Ideali per il posizionamento di rivestimenti nelle cavità, agenti adesivi, adescanti e mordenzanti
- Monouso

Modellatore - BrushHolder

**LMErgoSense** LM 481-758 ES  
**LMErgoMax** LM 481-758 XSI

- Modellatore classico PK Thomas 3, combinato con un portapennello per l'applicazione di punte e pennellini monouso

CONSERVATIVA  
- STRUMENTI CON RIVESTIMENTO DARK DIAMOND

NOVITÀ!

Strumenti LM-ErgoSense con rivestimento antiaderente Dark Diamond per il posizionamento e la modellazione di resine di compositi. Il rivestimento diamantato riduce l'aderenza, rendendo la strumentazione per conservativa più comoda e più precisa.

Caratteristiche del rivestimento Dark Diamond:

- Esclusivo rivestimento diamantato
- Superficie dura
- Superficie liscia
- Rivestimento di colore scuro
- Impugnatura LM-ErgoSense

Vantaggi:

- Antiaderente, per posa e modellazione dei compositi
- Resistente ai graffi
- Facile da pulire
- Massimizza il contrasto con materiale di otturazione e minimizza i riflessi
- Precisione e sensibilità estreme

Gli strumenti Dark Diamond possono essere puliti e sterilizzati come qualsiasi altro strumento LM.

Il rivestimento Dark Diamond rende la superficie della punta estremamente liscia e rigida e consente un'applicazione e una modellazione antiaderente del composito.

LMErgoSense  
DARK DIAMOND



Brunitore

LMErgoSense LM 31-32DD ES

- Per posare e modellare il composito

Brunitore - otturatore, con estremità arrotondata, 1,5-2,5 mm

LMErgoSense LM 471-473DD ES

- Per modellare il composito



### Modellatore MH

**LM**ErgoSense LM 708-709DD ES

- Per condensare ampie otturazioni approssimali
- Estremità di lavoro cilindrica che non aderisce al composito durante la polimerizzazione

### Modellatore MH Mini

**LM**ErgoSense LM 707-708DD ES

- Per condensare otturazioni approssimali piccole e medie
- Estremità di lavoro cilindrica che non aderisce al composito durante la polimerizzazione

### Otturatore-Modellatore IO

**LM**ErgoSense LM 482-483DD ES

- Per condensare e modellare il composito
- Estremità di lavoro coniche ottimali per modellare le superfici occlusali

### Strumento in plastica, anteriore

**LM**ErgoSense LM 43-47DD ES

- Per posare, condensare e contornare il composito

### Strumento in plastica, posteriore

**LM**ErgoSense LM 48-702DD ES

- Per posare, condensare e contornare il composito

### Mini Spatola


**LM**ErgoSense LM 444-445DD ES

- Per posare e contornare il composito

## CONSERVATIVA

- PER COMPOSITI
- CARVER
- SCALER DI MATERIALE IN ECCESSO
- STRUMENTO PER LA RIMOZIONE DI OTTURAZIONI
- CROWN OFF
- KIT DI STRUMENTI

## PER COMPOSITI




### Opzioni impugnatura:



LMergoSense



LMergoMax



LMergoNorm

### Strumento Flow IO

- LMergoSense LM 484-485 ES
- LMergoMax LM 484-485 XSI

- Per manipolare e modellare più facilmente i compositi più viscosi

### Modellatore MH

- LMergoSense LM 708-709 ES
- LMergoMax LM 708-709 XSI

- Per otturazioni approssimali più ampie o stratificate
- Estremità di lavoro cilindriche che non aderiscono al composito durante la polimerizzazione
- Utile per posizionare la matrice mentre si effettua la polimerizzazione

### Modellatore MH Mini

- LMergoSense LM 707-708 ES
- LMergoMax LM 707-708 XSI

- Per otturazioni approssimali grandi o medie, stratificate
- Estremità di lavoro cilindriche che non aderiscono al composito durante la polimerizzazione
- Utile per posizionare la matrice mentre si effettua la polimerizzazione

### Otturatore-Modellatore IO

- LMergoSense LM 482-483 ES
- LMergoMax LM 482-483 XSI
- LMergoNorm LM 482-483 SI

- Estremità di lavoro coniche, particolarmente adatte alla modellazione delle superfici occlusali e alla condensazione di tutti i tipi di polimeri plastici
- I compositi non aderiscono alle larnie poiché accuratamente levigate

### Otturatore-Modellatore IO p

- LMergoSense LM 482-702 ES
- LMergoMax LM 482-702 XSI
- LMergoNorm LM 482-702 SI

- Strumento combinato per i premolari



Otturatore-Modellatore IO m

- LMErgoSense** LM 483-703 ES
- LMErgoMax** LM 483-703 XSI
- LMErgoNorm** LM 483-703 SI

- Strumento combinato per molari

Strumento per Anteriori

- LMErgoSense** LM 43-47 ES
- LMErgoMax** LM 43-47 XSI
- LMErgoNorm** LM 43-47 SI

- Per posare, condensare e contornare il composito

Strumento per Posteriori

- LMErgoSense** LM 48-702 ES
- LMErgoMax** LM 48-702 XSI
- LMErgoNorm** LM 48-702 SI

- Per posare, condensare e contornare il composito

Otturatore Modellante  
1,5-2,5 mm

- LMErgoSense** LM 702-703 ES
- LMErgoMax** LM 702-703 XSI
- LMErgoNorm** LM 702-703 SI

Spatola per compositi 6

- LMErgoSense** LM 446-447 ES
- LMErgoMax** LM 446-447 XSI
- LMErgoNorm** LM 446-447 SI


- Per posare e contornare il composito

Mini Spatola

- LMErgoSense** LM 444-445 ES
- LMErgoMax** LM 444-445 XSI
- LMErgoNorm** LM 444-445 SI

- Per posare e contornare il composito

CARVER



1/2 Hollenback

- LMErgoSense** LM 741-751 ES
- LMErgoMax** LM 741-751 XSI
- LMErgoNorm** LM 741-751 SI

Nyström I

- LMErgoSense** LM 74-75 ES
- LMErgoMax** LM 74-75 XSI
- LMErgoNorm** LM 74-75 SI

Nyström III

- LMErgoSense** LM 76-77 ES
- LMErgoMax** LM 76-77 XSI
- LMErgoNorm** LM 76-77 SI

Maehlum

- LMErgoSense** LM 71-73 ES
- LMErgoMax** LM 71-73 XSI
- LMErgoNorm** LM 71-73 SI

Carver universale, occlusale-proximale

- LMErgoSense** LM 71-72 ES
- LMErgoMax** LM 71-72 XSI
- LMErgoNorm** LM 71-72 SI

Cleioide-Discoide

- LMErgoSense** LM 731-732 ES
- LMErgoMax** LM 731-732 XSI
- LMErgoNorm** LM 731-732 SI

SCALER PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE IN ECCESSO



Scaler per la rimozione del materiale in eccesso

- LMErgoSense** LM 785-795 ES
- LMErgoMax** LM 785-795 XSI
- LMErgoNorm** LM 785-795 SI

- Per la rimozione di materiale adesivo, cementi e otturazioni in composito

Mini scaler per la rimozione del materiale in eccesso

- LMErgoSense** LM 784-794 ES
- LMErgoMax** LM 784-794 XSI
- LMErgoNorm** LM 784-794 SI

- Strumento efficace per la rimozione del materiale in eccesso dagli spazi interdentali particolarmente stretti

STRUMENTO PER LA RIMOZIONE DI OTTURAZIONI




Strumento per la rimozione di otturazioni

- LMErgoSense** LM 764-766 ES
- LMErgoMax** LM 764-766 XSI
- LMErgoNorm** LM 764-766 SI

- Per la rimozione di otturazioni provvisorie e corone  
- Per la rimozione di ponti durante le prove

CROWN OFF



La fresatura del solco viene effettuata dall'angolo inferiore della corona fino alla superficie occlusale. Il solco deve essere così profondo da raggiungere il cemento. L'estremità di lavoro del Crown Off viene posizionata longitudinalmente nell'incisione e ruotata, come per aprirla. La lama deve essere ruotata finché la corona si allenta e si solleva. La lama rimane saldamente nell'incisione ed è facilmente controllabile anche quando si esercita una forza rilevante.



Crown Off

- LMErgoSense** LM 767-768 ES
- LMErgoMax** LM 767-768 XSI

- Lama a doppia angolazione con spirale a 45°  
- Può essere utilizzata per tutte le necessità di leva e rimozione nel cavo orale

KIT DI STRUMENTI



Dr. Seeberger: LM-EstheticSet

- LMErgoSense** LM 6810 ES
- LMErgoMax** LM 6810 XSI

Comprende:  
Cassetta LM-Servo 5, manico specchio e specchio,  
Trimmex Mesiale 1, Trimmex Distale 1, CMF Shaper,  
Modellatore - Portapennello



### LM-CompoSet

- LMErgoSense** LM 6657 ES
- LMErgoMax** LM 6657 XSI
- LMErgoNorth** LM 6657 SI

Comprende:  
Cassetta LM-Servo 5, Minispatola, Strumento per Anteriori, Strumento di Otturazione, Otturatore-Modellatore IO, Mini Scaler per la Rimozione del Materiale in Eccesso

## CONSERVATIVA -PORTASTRISCE LM-CELLO

### Profilassi:

- Rimozione di calcoli dalle aree di contatto
- Preparazione per l'uso di filo interdentale e stuzzicadenti
- Nella finitura delle superfici prossimali, la striscia può fungere da applicatore di pasta dentifricia

### Conservativa:


- Finitura di superfici di contatto e prossimali
- Trattamento preliminare con diga in gomma e matrice

### Cure estetiche e protesiche:

- Finitura delle giunzioni cementate su laminati, otturazioni e corone

### Ortodonzia:

- Procedura di stripping o riduzione dello smalto



Portastrisce LM-Cello  
LM 2010 C

### Selezione delle strisce

Confezione da 50 pz, granulometria 60µm

- Usare le fascette con codice LM per contrassegnare le strisce premontate per le superfici mesiali (arancione) o distali (blu).

#### Strisce con intervalli vuoti

- Viene utilizzata la parte liscia della striscia quando il contatto è particolarmente stretto



LM 5502  
- un lato 2 mm, larghezza 0,11 mm



LM 5503  
- Un lato, 3 mm, larghezza 0,11 mm



LM 5503D  
- Due lati, 3 mm, larghezza 0,19 mm

#### Strisce senza spazi vuoti



LM 5512  
- Un lato, 2 mm, larghezza 0,11 mm



LM 5513  
- Un lato, 3 mm, larghezza 0,11 mm



LM 5513D  
- Due lati, 3 mm, larghezza 0,19 mm

## CONSERVATIVA -LM-MULTISEPTOR

Aspirasaliva efficace e di semplice utilizzo LM-MultiSeptor mantiene la zona da trattare asciutta, che si tratti delle superfici linguali o di quelle boccali. Si adatta sia alla mascella inferiore che a quella superiore.

- Può essere facilmente modellato nella forma desiderata
- Vonfortevole per il paziente
- Lascia un ampio spazio di lavoro
- Aiuto indispensabile quando si lavora senza assistente
- È compatibile con tutti gli aspiratori

### Manutenzione:

disinfezione, risciacquo, smontaggio dei pezzi intermedi, pulizia e sterilizzazione. I pezzi intermedi devono essere sterilizzati a freddo.

LM-MultiSeptor, 40 cm  
LM 2020



### Pezzi di ricambio

#### Tubi di ricambio

LM 2021  
- 5 tubi (40 cm) + molla

#### Pezzo a Y

LM 2023

#### Raccordo, piccolo

LM 2024


#### Raccordo, grande

LM 2025

## CONSERVATIVA -SISTEMA LM-MULTIHOLDER

Il sistema LM-MultiHolder, con i suoi diversi tipi di punte intercambiabili in plastica, rappresenta uno strumento veramente multifunzionale!

- La gamma di angolazioni permette un facile accesso anche alle aree più difficili
- Combinazione ottimale di acciaio e plastica: il gambo in acciaio è rigido e, quando necessario, la punta di lavoro si può flettere



### Opzioni impugnatura:



LM ErgoSense



LM ErgoMax



LM ErgoNorm

### LM-MultiHolder PK I

- LM ErgoSense LM 750-756 ES
- LM ErgoMax LM 750-756 XSI
- LM ErgoNorm LM 750-756 SI

### LM-MultiHolder PK II

- LM ErgoSense LM 752-754 ES
- LM ErgoMax LM 752-754 XSI
- LM ErgoNorm LM 752-754 SI

### LM-MultiHolder PK III


- LM ErgoSense LM 752-756 ES
- LM ErgoMax LM 752-756 XSI

- Parte del sistema Gengiva di Style Italiano, vedere a pagina 52



### LM-MultiLever

LM 7550

- Per la rimozione delle punte di lavoro in plastica



PUNTE PER IL SISTEMA  
LM-MULTIHOLDER




LM-Contact Former

Punte trasparenti per la realizzazione di contatti approssimali corretti e precisi.

- Adatte all'utilizzo con tutti i tipi di matrice
- Non aderiscono al composito
- Monouso

Quattro misure corrispondenti alle misure della cavità, circa 60 pz / confezione

LM 7622	XS
LM 7624	S
LM 7626	M
LM 7628	L
LM 7620	confezione assortita, circa 120 pz (30 pz / misura)





Retrattori gengivali LM (blu)

Per creare le condizioni di lavoro ottimali nelle operazioni al bordo gengivale.

- Monouso

Tre misure, circa 60 pz / confezione

LM 7502	S - incisivi
LM 7504	M - premolari
LM 7506	XL - molari
LM 7500	confezione assortita circa 90 pz (30 pz / misura)



Matrici cervicali LM

Per una un'otturazione anatomicamente corretta nelle operazioni al bordo gengivale.

- Protegge dall'umidità
- Previene le bolle d'aria
- Monouso

Quattro modelli di dimensione e forma differenti, circa 60 pz / confezione

LM 7602	incisivi
LM 7604	canini e premolari
LM 7606	molari di piccole dimensioni
LM 7608	molari di grandi dimensioni
LM 7600	Confezione assortita di circa 120 pz (30 pz / misura)

Kit introduttivo LM-MultiHolder

Il kit introduttivo contiene gli strumenti LM-MultiHolder PK I e PK II (XSI o ES), un MultiLever e campioni di tutte le punte di lavoro disponibili.

In totale vi sono 44 punte di lavoro, 4 per ciascuna misura e tipo di punta.

LM 7555K ES  
LM 7555K XSI

- è possibile ordinare un campione del kit introduttivo LM-MultiHolder anche separatamente: LM 7555

